



SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA SELAGEM DE EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO

Seladora contínua automática hospitalar

- ✓ Operação mais rápida
- ✓ Leituras mais precisas
- ✓ Tecnologia a serviço da saúde



CLARI PACK



Sistema de controle	Tela touchscreen de 7 polegadas
Comprimento de corte	≥50mm
Velocidade de corte	12±0,5m/min
Diferencial de corte	≤1%
Velocidade de selagem	10±0,5m/min
Largura do intervalo de selagem	0 - 35 mm ajustável
Largura do perfil selagem	12mm
Temperatura de trabalho	60 – 220°C
Pressão de selagem	85±30N
Diferencial de temperatura	≤1%
Fonte de alimentação	AC 220V ± 10%, 50Hz



Construído de acordo com as normas ISO 11607-2 e EN 868-5

- Tela touchscreen de 7" com interfaces gráficas para fácil operação, configuração de parâmetros e armazenamento de registros
- O controle de temperatura por microcomputador garante uma diferença de temperatura inferior a 1% e a temperatura de trabalho pode ser ajustada entre 60 e 220°C.
- Sistema de pré-aquecimento rápido que atinge 180°C em 40 segundos a partir da temperatura ambiente
- Sistema de resfriamento para reduzir o tempo de espera ao alternar do modo de alta temperatura para o modo de baixa temperatura
- Aquecedor de painel avançado com resistência a altas temperaturas, longa vida útil e alta eficiência de aquecimento

- Sistema de segurança que interrompe o dispositivo quando uma diferença de temperatura é detectada
- Aquecedor de painel avançado com resistência a altas temperaturas, longa vida útil e alta eficiência de aquecimento
- Sistema de standby para economia de energia com tempo de espera e temperatura ajustáveis
- Fabricadas em aço inoxidável AISE 304
- Modo de teste para selagem e impressão de tempo de esterilização, temperatura, velocidade de selagem, pressão, tempo, operador, número de série e todos os parâmetros relativos para documentação e inspeção



SISTEMA DE IMPRESSÃO



- Impressora integrada com itens para imprimir e textos ajustáveis
- Imprime em até 2 linhas
- Tempo de esterilização, prazo de validade, número do lote de esterilização, número do esterilizador, operador, nome do item, nome do departamento e outras informações podem ser impressos na embalagem
- A impressão pode ser ligada/desligada



CLARIS MEDIN LTDA

Endereço: Rua Castro Alves, 1957, Jardim Morumbi, sala 7, Araraquara-SP, Brasil
Telefone: +55 (16) 3397-8160
E-mail: info@clarismedin.com.br
Site: www.clarismedin.com.br